

## CDK

### Materasso a depressione rastremato



I materassi a depressione sono dispositivi per l'immobilizzazione del paziente con sospette lesioni da trauma. Il sistema di decompressione consente differenti gradi di immobilizzazione, dalla più rigida, che favorisce un posizionamento corretto del paziente ad immobilizzazioni più morbide, che consentono di attenuare le vibrazioni a bassa frequenza tipiche dei trasporti su veicoli di soccorso.

#### Caratteristiche specifiche

Tessuto robusto, non assorbente ed autoestinguento  
 Corda perimetrale con morbide maniglie per facilitare il trasporto  
 Forma rastremata per migliorare l'aderenza al paziente  
 9 maniglie rendono più agevole il trasporto e consentono un miglior adattamento in vari scenari di soccorso  
 La radio trasparenza permette di effettuare le diagnosi preliminari ai raggi X

#### Accessori opzionali

ST00593A	K Belt 3 – 3 cinture 1 pezzo con sacca
QM22109A	Pompa in ABS a doppio effetto
QM22120A	Pompa in Alluminio
QM22170A	Sacca di trasporto materassi a depressione
QM22199A	Kit di Riparazione

#### Dati tecnici

Lunghezza	2150 ± 30 mm
Larghezza	900 ± 30 mm
Numero di maniglie	9
Materiali	Al, PP, PVC, Nylon
Peso	4,1 ± 0,3 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CDK - MATERASSO DEPR.  
 RASTREMATO ARANCIO/GRIGIO  
**QM22300A**



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	102659

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)